



**METAUXPRECIEUX**  
Dental GmbH



## Von den besten Herstellern das Beste für Ihr Labor.

Ausgewählte Bearbeitungswerkzeuge höchster Qualität  
für Zirkon und Lithium-Disilikat-Keramik.







# METAUXPRECIEUX

Dental GmbH

Gültig ab 01.10.2020

| Artikel   | Artikelnr. | Beschreibung   | Stk. / Packung | Preis in EURO |
|---|------------|--|----------------|---------------|
|    | 330022     | Tray-Komplett-Set  | 1              | 539,00        |
|    | 330023     | Tray leer  | 1              | 99,90         |
|    | 330000     | HP Diamantscheibe flexibel DS (0,3 mm) Trennen, Vorschleifen, Separieren und Konturieren von Zirkonoxid, Keramik, Edelmetall und Chrom-Kobalt Legierungen, Komposit, Abtrennen von Presskanälen, ohne Metallbindung, keine schwarzen Streifen, flexibel, höchste Standzeit | 1              | 51,20         |
|    | 330001     | HP MP Diamantschleifer Linse/22 x 3,5 mm Sinterdiamant mit Kunstharzbindung. Bearbeitung von Keramik, Zirkonkeramik, Vollkeramik, Aufbrennlegierungen CrCoMound Titan-Legierungen. Unbedingt drucklos arbeiten! Höchste Standzeit  | 1              | 29,50         |
|    | 330002     | HP MP Rad 22 x 4,5 mm fein/rot Diamond-Stone Schleifkörper für Kunststoffe, Zirkonoxid, Presskeramik und Keramik, geringe Wärmeentwicklung/hohe Standzeit, gefahrloses Verschleifen der Keramik / Zirkon / Presskeramik  | 1              | 32,90         |
|    | 330003     | HP MP Diamantschleifer Flamme fein/3,5 x 7 mm, für Hochleistungszirkon mit sehr hohen Härtegraden, ideal für Randbearbeitung/Kauffläche, höchste Standzeit   | 1              | 22,40         |
|    | 330004     | HP MP Diamantschleifer Konus rund 4 x 8 mm/Vorkonturieren und Ausarbeiten, Vollkeramik und Zirkonoxid, geringe Objekterhitzung für Keramik, ideal für Randbearbeitung/ Kauffläche, höchste Standzeit   | 1              | 22,40         |
|    | 330016     | HP Klemmadapter für FG-Instrumente, zentrische Positionierung garantiert möglich   | 6              | 23,40         |
|    | 330005     | FG Diamantschleifer Kugel/grob für gesintertes Zirkonoxid mit Laborturbine und Wasserspraykühlung, ohne Metallbindung, keine schwarzen Streifen, höchste Standzeit   | 2              | 17,20         |
|  | 330006     | FGXL Diamantschleifer Birne/x-grob für gesintertes Zirkonoxid mit Laborturbine und Wasserspraykühlung, ohne Metallbindung, keine schwarzen Streifen, höchste Standzeit   | 2              | 17,20         |
|  | 330007     | FG Diamant-Zirkonkronentrenner Konus rund/grob für gesintertes Zirkonoxid mit Laborturbine und Wasserspraykühlung, ohne Metallbindung, keine schwarzen Streifen, höchste Standzeit   | 2              | 19,40         |
|  | 330008     | FGL Diamantschleifer Konus rund/x-grob für gesintertes Zirkonoxid mit Laborturbine und Wasserspraykühlung, ohne Metallbindung, keine schwarzen Streifen, höchste Standzeit   | 2              | 24,20         |
|  | 330009     | FG Diamantschleifer Flamme/Standard für gesintertes Zirkonoxid mit Laborturbine und Wasserspraykühlung, ohne Metallbindung, keine schwarzen Streifen, höchste Standzeit  | 2              | 24,20         |
|  | 330010     | FGXL Diamantschleifer Birne/fein für gesintertes Zirkonoxid mit Laborturbine und Wasserspraykühlung, ohne Metallbindung, keine schwarzen Streifen, höchste Standzeit   | 2              | 17,20         |
|  | 330011     | FGL Diamantschleifer Flamme/fein für gesintertes Zirkonoxid mit Laborturbine und Wasserspraykühlung, ohne Metallbindung, keine schwarzen Streifen, höchste Standzeit   | 2              | 19,60         |
|  | 330012     | HP MP Diamantpolierer Linse 26 x 2 mm für Keramik und Zirkonoxid, hellblau/grob, Reduzieren und Verschleifen, durch Kunststoff-Bindung keine Silikonschicht auf Werkstück + haltbarer  | 1              | 59,30         |
|  | 330013     | HP MP Diamantpolierer Linse 26 x 2 mm für Keramik und Zirkonoxid, hellorange/mittel, Reduzieren und Glätten, durch Kunststoff-Bindung keine Silikonschicht auf Werkstück + haltbarer   | 1              | 59,30         |
|  | 330014     | HP MP Diamantpolierer Linse 26 x 2 mm für Keramik und Zirkonoxid, hellgrün/fein, Reduzieren mit Glanz, durch Kunststoff-Bindung keine Silikonschicht auf Werkstück + haltbarer   | 1              | 59,30         |
|  | 330015     | HP MP Diamantpolierer Linse 26 x 2 mm für Keramik und Zirkonoxid, grau/Hochglanz, ohne zusätzl. Glanzbrand, durch Kunststoff-Bindung keine Silikonschicht auf Werkstück + haltbarer  | 1              | 59,30         |
|  | 330018     | HP Schraubmandrell 305RF/50, verstärkt, rostfrei, Edelstahl, nicht vernickelt  | 6              | 11,60         |
|  | 330021     | UM Filzrad mit Imprägnierung, Durchmesser: 12 mm / Stärke 3 mm, mit Zirkon-Polierpaste höchster Poliergrad möglich   | 100            | 72,50         |
|  | 330020     | HP Mini-Schwabbel Ziegenhaargrau-Wildleder, Durchmesser: 22 mm, durch Materialmix höchster Poliergrad  | 12             | 30,70         |
|  | 330019     | HP Mini-Schwabbel Baumwollgarn, Durchmesser: 22 mm, dicht besetzt  | 12             | 21,60         |
| Artikel   | Artikelnr. | Beschreibung   | Stk. / Packung | Preis in EURO |
|  | 330017     | Zirkon-Polierpaste grau 30 g, durch Spezialmix höchster Polierglanz möglich  | 1              | 50,30         |

**FG:** Friction Grip, Gesamtlänge 19 mm, geeignet für Labor- oder Zahnarzturbine  
**FGL:** Friction Grip, Gesamtlänge 21 mm, geeignet für Labor- oder Zahnarzturbine  
**FGXL:** Friction Grip, Gesamtlänge 25 mm, geeignet für Labor- oder Zahnarzturbine

**FGXL:** Friction Grip, Gesamtlänge 30 mm, geeignet für Labor- oder Zahnarzturbine  
**HP:** Hand Piece, geeignet für das Laborhandstück  
**RA:** Right Angle (Rechter Winkel), geeignet für das Winkelstück

Metaux Precieux Dental GmbH

Lindenspürstraße 20 DE-70176 Stuttgart  
 Tel. +49 (0) 711 69 330 430 Telefax +49 (0) 711 69 330 431  
 info@mp-dental-gmbh.de www.mp-dental-gmbh.de